



ГосРеестр 14300-99

HI 8314 портативный рН/мВ/°С-метр с автотермокомпенсацией

HI 8314 – портативный многоцелевой прибор для точного измерения рН, мВ и температуры, с удобной в работе русифицированной мембранной клавиатурой и большим ЖК дисплеем. Прибор укомплектован термодатчиком и комбинированным гелевым электродом усовершенствованной конструкции, обеспечивающими высокую точность и надежность измерений во всем рабочем диапазоне рН и температур. HI 8314 отличают простота в обращении и низкая стоимость. Габариты: 185x82x45 мм, вес 570г. Питание: 9В батарея.

	рН	мВ	°С
Диапазон	0.00..14.00	±1999	0..+100
Разрешение	0.01	1	0.1
Погрешность	±0.01	±1	±0.4

HANNA
instruments